

FICHE TECHNIQUE

Pompe doseuse à bec court pour flacon Pet Boston Round - 2 mL

Pompe doseuse blanche 2 mL . Bague 28/410.

Pompe doseuse en plastique, blanche, pour produits d'hygiène corporelle, crème, gels, produits vétérinaires, désinfectants, savons liquides, etc.

Aspect strié et bouton poussoir avec sécurité délivrant une dose de 2 mL à la pression.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : PP (Polypropylène) / PE (Polyéthylène).
- Coloris : Blanc.
- Bague : 28/410.
- Dose délivrée : 2 mL.
- Étanchéité : Joint EPE.
- Hauteur intérieure : 260 mm.
- Longueur du tube : 205 mm, possibilité de raccourcir le tube pour l'adapter au contenant.

Fonctionne avec le [flacon BOSTON ROUND](#).

