

### Pompe doseuse pour flacon PET blanc - Dosage 2ml - Phytomedica

Pompe doseuse à bec court. Dosage 2 ml.

Pompe doseuse en plastique blanc, à bec court, dotée d'un bouton poussoir avec sécurité délivrant une dose de 2 ml à chaque pression, à visser directement sur le flacon.

La pompe est destinée aux flacons contenant des produits d'hygiène corporelle, crèmes, gels, produits vétérinaires, désinfectants, ou encore les savons liquides.

- Pour flacon PET blanc
- Bec court
- Dose délivrée : 2 ml
- Coloris blanc

#### Tailles disponibles :

- Pour les flacons de 250 ml – bague 24/410 - dosage 2 ml
- Pour les flacons de 500 ml – bague 28/410 - dosage 2 ml
- Pour les flacons de 1 L – bague 28/410 - dosage 2 ml

