

Porte-bassin de lit mural - Extensible

Porte-bassin qui se fixe directement au mur pour faciliter le ranger et éviter toute contamination

Ce porte-bassin se fixe au mur pour ranger facilement le bassin de lit et évite ainsi le contact avec le sol et la possible prolifération des bactéries.

Livré avec 2 vis et 2 chevilles.

Dimensions extérieures (mm) : 312 à 212 x 110 à 69 x 160

Dimensions intérieures (mm) : 300 à 200 x 100 à 57 x 149

