

Porte garrot élastique - 1-Medical

Porte-garrot élastique facile et pratique à transporter sur le terrain.

Le support élastique de garrot est une solution idéale pour les interventions en extérieur et les situations d'urgence.

Spécifications techniques :

- Compatibilité parfaite : Conçu pour accueillir la plupart des garrots, notre support offre une solution de stockage sécurisée et pratique pour votre équipement d'urgence essentiel.
- Applications polyvalentes : Quel que soit l'usage, ce support compact et léger permet d'accéder facilement à votre matériel de secours.
- Matériau durable : Fabriqué à partir de matériau ABS de haute qualité, ce support de garrot offre une structure robuste et fiable pour une utilisation prolongée.
- Accès rapide : La conception ouverte du support de garrot permet un déploiement rapide tout en assurant le maintien sécurisé du garrot en place dans toutes les circonstances. Accédez à votre garrot en quelques secondes, offrant une aide cruciale dans les situations d'urgence.
- Réglable et personnalisable : Ajustez facilement la position d'installation à une hauteur et une orientation adaptées. Les options d'installation verticale, horizontale ou à l'envers offrent une flexibilité supplémentaire.

Dimensions : 7 x 2,8 x 2 pouces (180 x 70 x 50 mm).

Poids : 50 g.

Matériau : Nylon.

