

### Porte moniteur universel avec plateau et panier inox

Assure une excellente stabilité pour le support de tout type de moniteur.

Pied à roulettes en acier inoxydable à hauteur réglable, plateau inox avec rebords et panier porte brassards.

- Hauteur réglable : 1m30 à 1m60
- Tige inox 18/10
- Plateau et panier inox
- Pied à roulettes 5 branches en plastique noir
- Blocage par vis
- Charge maximale : 10kg

Convient au support des moniteurs de signes vitaux (oxymètres, moniteurs PNI, tensiomètres,...).

#### Dimensions du plateau :

- L 26 x l 20,5 x H 2 cm ( L23,5 x l 18,5 x H 2 cm utile)

#### Dimension du panier :

- L 28 x l 13,5 x H 14 cm

Modèle exclusif Robé Médical.

Conception et fabrication Européenne.

Matériel Médical CE.

