

Porte rouleau universel pour fauteuil

S'adapte aux différents fauteuils médicaux. Offre praticité et fonctionnalité

Ce porte-rouleau est un accessoire pratique conçu pour s'adapter aux fauteuils médicaux :

- Fauteuil électrique EGVAR à hauteur variable
- Fauteuil de podologie EGVAR
- Fauteuil électrique EGVAR pivotant à 90°
- Fauteuil électrique chauffant avec 4 moteurs - EGVAR
- Fauteuil EGVAR entièrement électrique

Idéal pour les professionnels de la santé, ce porte-rouleau permet de garder vos rouleaux à portée de main lors des interventions médicales.

Il s'installe facilement et est compatible avec diverses références de rouleaux et s'adapte parfaitement aux besoins.

Compatibilité : ce modèle est compatible aux références [FAU705G](#), [FAU706G](#), [FAU803B](#), [FAU869B](#), [FAU869G](#), [FAU872B](#), [FAU875G](#), en vente chez Robé Médical

Longueur totale : 65.5 cm

Largeur max. Emplacement rouleau : 63 cm

Longueur cordon d'attache : 24.8 cm

Matière : tube en acier et attaches en fils d'acier

