

Pousse-seringue électrique 1 voie - M300 - Comen

Pousse-seringue 1 voie avec 9 modes d'injection. Hautement précis et sécurisé avec système anti-Bolus intégré.

Pousse-seringue 1 voie, compact et portable, à administration continue et sécurisée, avec 9 modes d'injection haute précision.

Prend en charge tous les types de seringues : 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.

Doté d'un écran tactile 4.3" inclinable à 45° pour une observation optimale en temps réel, d'alarmes visuelles et sonores en cas d'anomalies, d'un système Anti-Bolus pour détecter les occlusions ou le surdosage.

- Identification automatique de la seringue à serrer

- Modification du débit sans interrompre la perfusion
- Observation en temps réel de la courbe d'injection
- Alarme avec 10 volumes sonores réglables
- Surveillance multi-CPU
- Anti-Bolus manuel et automatique
- Moteur précis pour éviter les ondes d'impulsions lors d'une injection à faible vitesse
- Connexion câblée et USB
- 8h d'autonomie de batterie
- Étanchéité IP23
- Connexion automatique à la batterie interne en cas de coupure électrique

9 modes de perfusion : Débit, Temps, Poids, Intervalle, Rampe, Séquentiel, Micro, TIVA, 1ère Dose.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 14.5 x 13 cm

Poids : 2 kg

Écran tactile 4.3" - Résolution 480 x 272

Température de fonctionnement : 5 - 40°C

Humidité : 15-95%

Source d'alimentation : 100-240V ~ 50/60Hz±1Hz

Batterie : Lithium-ion rechargeable en 4h- 11,1V - 2200mAh

Interface : entrée d'alimentation AC, RJ45, USB

Paramètres :

- Débit de perfusion : 0,1-2200 ml/h - incrémentation min. : 0,01 ml/h
- Volume à perfuser : 0.10-9999.99 ml
- Précision : ± 2%
- Débit KVO : 0,10-5.00 ml/h

Livré avec :

- 1 cordon d'alimentation
- 1 pince tige
- 1 mode d'emploi en français et en anglais

Garantie : 2 ans pour l'appareil - 6 mois pour les accessoires.

Matériel réservé aux professionnels.



