

Pousse-seringue électrique 2 voies - M500 - Comen

Pousse-seringue conception double canal avec 10 modes d'injection, dont la fonction perfusion en cascade. Hautement précis et sécurisé avec système anti-Bolus intégré.

Pousse-seringue 2 voies, compact et portable, à administration continue et sécurisée, avec 10 modes d'injection haute précision.

Le double canal permet une administration simultanée de plusieurs médicaments, ainsi que l'administration en cascade d'un seul médicament en une perfusion continue de 120 ml.

Prend en charge tous les types de seringues : 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.

Doté d'un écran tactile numérique 6.2" inclinable à 45° pour une observation optimale en temps réel, d'alarmes visuelles et sonores en cas d'anomalies, d'un système Anti-Bolus pour détecter les occlusions ou le surdosage.

- **Identification automatique des seringues à serrer**
- Bibliothèque personnalisable de 2100 médicaments
- Modification du débit sans interrompre la perfusion
- Observation en temps réel de la courbe d'injection
- Alarme avec 10 volumes sonores réglables
- Surveillance multi-CPU
- Anti-Bolus manuel et automatique
- Moteur précis pour éviter les ondes d'impulsions lors d'une injection à faible vitesse
- Connexion câblée et USB
- 8h d'autonomie de batterie
- Étanchéité IP23
- Connexion automatique à la batterie interne en cas de coupure électrique

10 modes de perfusion : Débit, Temps, Poids, Intervalle, Trapèze, Séquentiel, Micro, TIVA, Dose de charge, Nuit.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 15 x 15.5 cm
Poids : 3.5 kg
Écran tactile 6.2" - Résolution 800 x 480
Température de fonctionnement : 5 - 40°C
Humidité : 15-95%
Source d'alimentation : 100-240V ~ 50/60Hz±1Hz
Batterie : Lithium-ion rechargeable en 4h- 11,1V - 2200mAh
Interface : entrée d'alimentation AC, RJ45, USB
Réseau Ethernet 100 BASE-TX

Paramètres :

- Débit de perfusion : 0,1-2200 ml/h - incrémentation min. : 0,01 ml/h
- Volume à perfuser (VTBI) : 0.10-9999.99 ml
- Précision : ± 2%
- Débit KVO : 0,10-5.00 ml/h

Livré avec :

- 1 cordon d'alimentation
- 1 pince tige
- 1 mode d'emploi en français et en anglais



Garantie : 2 ans pour l'appareil - 6 mois pour les accessoires.

Matériel réservé aux professionnels.

Matériel Médical CE de classe IIb. Certifié MDD93/42/EEC. EN ISO 13485:2016.