

**Prolongateur BD pour perfusion par gravité - Lot de 25**

**Pour un raccordement simple et sécurisé.**

**Prolongateur pour perfusion par gravité Becton Dickinson**

- Embout Luer lock mâle / femelle rotatif.
- Apyrogène et stérile.
- Tubulure PVC
- Résistant à la pression de 1.7 bar.

Diamètre :

- Intérieur : 3 mm,
- Extérieur : 4 mm.

Conditionné sous emballage individuel stérile.  
Vendu par lot de 25.

Matériel médical CE

