

FICHE TECHNIQUE

Protège sonde échographique en latex petit diamètre

Protèges sondes en latex naturel, à usage unique, sans réservoir.

Pour sonde échographique de petit diamètre (à partir de 24mm): vaginale, rectale, doppler foetal,...

- Résistant.
- Non stérile.
- 100 % latex naturel.

Dimensions :

- Longueur : +/- 192 mm.
- Largeur déroulée : +/- 37 mm.

Conditionné sous emballage individuel.
Vendu par boîte de 144 unités.

Matériel médical CE.

