

FICHE TECHNIQUE



Recharge de 100 lingettes nettoyantes et désinfectantes de surfaces Aseptonet

Ce produit à usage Grand Public et Professionnel n'est pas concerné par la certification Certibiocide.

Les lingettes nettoyantes et désinfectantes sont sans rinçage. Actions bactéricide, fongicide et virucide. Testé et actif sur H1N1 (virus grippe A).

Temps de contact 1 minute.

Non agressif, contient moins de 2.5% d'alcool éthylique et moins de 0.1% d'alcool isopropylique.

Contient :

- Moins de 5% d'agents de surface non ioniques
- Parfum dont limonène (connu pour son odeur fraîche et acidulée, réputé pour ses propriétés antiseptiques, antivirales et sédatives)
- Désinfectants

Conditionnement : Paquet recharge 100 lingettes pour boîte Aseptonet.

Dimensions de la lingette : 13 x 20 cm.

Parfum : Niaouli.

Propriétés microbiologiques :

- Bactéricide EN 1040, EN1276, EN13697, EN14561, en 5 min
- Fongicide EN 1275, EN1650 (sur *Candida albicans*), EN13697, en 5 min
- Levuricide EN13624 sur *Candida albicans*, en 5 min
- Virucide EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min, Coronavirus et Influenza A (H1N1) en 1 min, Rotavirus en 15 min.

Matériel médical CE.

Recharge de lingettes pour la désinfection des dispositifs médicaux, des surfaces. Format classique 19 x 13

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.