



Rénovant sanitaire Anios à l'acide phosphorique - Flacon 750ml

A base d'acide phosphorique pour le détartrage et la rénovation des surfaces sanitaires

Détergent haute performance dissout le tartre et toute incrustation minérale, élimine les dépôts calcaire les plus tenaces.

N'altère pas les surfaces dures résistantes aux acides type robinetterie chromée, plastique, porcelaine.

- Solution limpide rouge/orangée.
- Prêt à l'emploi.
- Usage professionnel.
- Densité à +20°C: environ 1,084.
- pH du produit pur à +20°C: environ 0,7.
- Temps d'action: 5 à 15 minutes en fonction de l'importance des dépôts.

Composition:

- Acide phosphorique.
- Tensioactif non ionique.
- Agent séquestrant.
- Parfum de synthèse.
- Excipients.

Recommandé pour le détartrage et la rénovation des cuvettes de WC, urinoirs, baignoires, douches, lavabos, sols et murs carrelés.

Conditionné en bidon de 750 ml.

Fabrication Française.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Produits corrosifs ou caustiques pour la peau et les muqueuses en cas de contact. Ils peuvent provoquer de graves brûlures.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer une réaction allergique.

Tenir hors de portée des enfants.