

FICHE TECHNIQUE

Réservoir à oxygène pour insufflateur

Réservoirs à oxygène pour flexobag et tecnobag.

Poches souples PVC à connecter sur insufflateur, volume 2700 ml.

- Permet d'accroître la concentration d'O₂, (jusqu'à 100%).
- Réduit la consommation d'oxygène.

Réservoir avec valve adulte et pédiatrique.

Livré avec valve de sécurité et tubulure oxygène.

Dimensions : 353 x 138 x 48 mm

Poids : 54g

Matériel médical CE

