

Robinet 3 voies BD Connecta - Boite de 100

Pour les connexions des lignes de perfusion et les injections en bolus dans une ligne de perfusion.

Recommandé pour de pressions compatibles avec des thérapies intraveineuses et monitoring hémodynamique.

Étanchéité jusqu'à 3 bar de pression.

Écoulement régulier du flux.

Robinet blanc 3 voies : 2 femelles et 1 mâle.

Position du robinet confirmée par un cran ouvert/fermé.

Rotation 360°.

Composition :

- Sans latex, sans DEHP.
- Boisseau en polycarbonate.
- Clé blanche en polyéthylène.
- Embout de protection en polyéthylène.
- Bouchon Luer Lock en polypropylène.
- Connexion mâle fixe en polycarbonate.

Usage unique.

Stérilisation par irradiation Beta.

Péremption : 3 ans après la stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.

Boîte de 100 robinets.

Matériel médical CE.

Le robinet s'utilise avec [les cathéters BD](#).

