

Robinet 3 voies BD Connecta avec prolongateur - Boîte de 20

Pour les connexions des lignes de perfusion ou pour les injections de bolus dans une ligne de perfusion.

Destiné à supporter des pressions compatibles avec des thérapies intraveineuses et monitoring hémodynamique.

Robinet blanc 3 voies : 2 femelles et 1 mâle.

Position du robinet confirmée par un cran ouvert/fermé.

Rotation 360°.

Avec prolongateur de 25 cm ou 50 cm ou 100 cm.

Lipido-résistant 24h: lors d'injections d'émulsions lipidiques, changer les robinets toutes les 24 heures.

Étanchéité jusqu'à 6 bar de pression.

Composition:

- Sans latex, sans DEHP ajouté, sans phtalate.
- Robinet en Polyéthylène (PE).
- Boisseau en Polycarbonate (PC).
- Clé blanche en Polyéthylène (PE).
- Bouchon Luer Lock en Polypropylène (PP).
- Prolongateur en Polyvinylchloride.
- Connexion mâle fixe en Polycarbonate (PC).
- Embout de protection en Polyéthylène (PE).

Usage unique.

Stérilisation par irradiation Beta.

Péremption : 3 ans après la stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.

Boîte de 20 robinets avec prolongateur de 25 cm ou 50 cm ou 100 cm.

Matériel médical CE.

Le robinet s'utilise avec [les cathéters BD](#).

