

**Robinet 3 voies - Boîte de 10**

Pour un raccord supplémentaire sur une perfusion

Pour le raccord supplémentaire d'un cathéter, d'une perfusion ou d'un prolongateur.

- Robinet 3 voies avec bouchon Luer Lock mâle et femelle.
- Rotation 360°.
- Résiste à une pression de 1.7 bar.
- Stérilisation à l'Oxyde Ethylène.

Conditionné sous emballage individuel stérile.  
Vendu par lot de 10.

Matériel médical CE

