

### Robinet 3 voies lipido résistant Chiraway Pro - Boite de 50

Robinet 3 voies doté de 2 entrées Luer-Lock femelles et une sortie Luer Lock mâle. Fabriqué en Europe.

Pour administrer deux médicaments ou liquides en même temps, permet le raccord d'un cathéter, d'une perfusion, d'un prolongateur ou d'un autre perfuseur.

Convient pour l'injection d'émulsions lipidiques.

- Robinet 3 voies embouts Luer Lock: 1 mâle et 2 femelles.
- Rotation 360°.
- Résistant aux lipides.
- Sans latex, sans phtalates (DEHP).

Emballage individuel stérile.

Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 50 robinets 3 voies.

Matériel médical CE.

Qualité certifiée selon EN ISO 13485: 2016.

***CHIRANA T Injecta est une entreprise Européenne reconnue pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années. Elle fabrique des systèmes d'injection, de perfusion, cathéters, aiguilles et seringues vendus dans + de 130 pays dans le monde.***

A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

