

## FICHE TECHNIQUE

### SPA pour les pieds 3 en 1 massant, vibrant et chauffant - 10 L - Robemed

Appareil 3 en 1 massant, vibrant et chauffant pour relaxer les pieds et stimuler la circulation sanguine.

SPA pour les pieds 3 en 1, conçu pour offrir une expérience de bien-être complet à domicile en combinant les bienfaits de l'hydrothérapie, de la chaleur et du massage.

**Il recrée les effets thérapeutiques d'une séance de thalassothérapie,** soulage



- **Réflexologie plantaire : massage par 6 rouleaux intégrés**
- Jets d'air produisant un flux constant de bulles pour un effet bain à remous
- Chauffage pour maintenir l'eau à une température choisie entre 41°C et 45°C
- Préserve la chaleur pendant 1h
- 3 niveaux de température 41°C, 43°C, 45°C
- Compact et portable : cuve rétractable pour faciliter son rangement
- Sortie de vidange pour un nettoyage sans effort

#### Caractéristiques techniques :

- Dimensions cuve pliée : 41 x 34 x 11 cm
- Dimensions cuve dépliée : 41 x 34 x 25 cm
- Capacité réservoir d'eau : 10 L
- Température en 41°C et 45°C
- Matériau : plastique ABS résistant à la chaleur
- Alimentation : 220VAC - 500Hz
- Puissance : 500W
- Patins antidérapants
- Poignée de transport
- Couvercle anti-éclaboussures

**Coloris :** Blanc

**Livré avec :** 1 manuel d'utilisation en français et en anglais.

**Garantie :** 1 an