



Sabots médicaux unisexe avec bride réglable

Avec sangle réglable et semelle antidérapante. Lavable 90°C. Fabrication européenne.

Sabots stérilisables, lavables, antistatiques et antichoc. Trous d'aération sur le côté de la semelle pour plus de respirabilité. S'adapte à la forme du pied. Conforme à la norme ISO 20347:2012.

- Anatomique : s'adapte à la forme naturelle du pied.
- Antichoc : absorption d'énergie maximale au niveau de la zone du talon.
- Entièrement antistatique : fabriqué dans une matière permettant d'empêcher l'accumulation de charges d'électricité statique.
- Lavable en machine jusqu'à 90°C et stérilisable jusqu'à 134°C.
- Résistant aux produits chimiques courants et aux stérilisations par UV en milieu hospitalier.

Dispositif Médical CE.

Disponible en 2 coloris (bleu ou blanc) et en 10 pointures : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/44, 45/46.

Fabriqué en Europe.