

## FICHE TECHNIQUE



### Sac à dos d'urgence à roulettes, Emergency - Dim. 37 x 24 x 57 cm

3 en 1 : utilisation en sac à dos, valise à main et sac à roulettes. Qualité professionnelle.

Fabriqué en tissu nylon matelassé anti-choc et imperméable.  
Système 3 en 1: transport sur le dos, à la main ou sur roulettes.  
Séparations amovibles pour un positionnement personnalisé.  
Bandes réfléchissantes 3M pour plus de sécurité.

- 3 séparations intérieures amovibles, avec velcro.
- 4 [modules de stockage transparent](#) (différentes couleurs).
- 2 poches sur le devant dont une contenant 2 [petites malettes de rangement](#).
- 2 anses

Ce sac de premiers secours est utilisable à l'aéroport, en gare, usine ou centre commercial.

Couleur durable dans le temps et nettoyage aisé.

Dimensions : L37 x l 24 x H57 cm  
Poids vide : 4,4kg.

Garantie 3 ans.