

## FICHE TECHNIQUE



### Sac à dos d'urgence pour interventions, Emergency Robé Médical - Dim. 50 x 30 x 54cm

Anti-choc, imperméable et grande capacité

Sac d'urgence fabriqué en tissu nylon matelassé, anti-choc et imperméable. Il possède des sangles pour un bon maintien du sac.

Intérieur :

- 6 modules de stockage repositionnables transparents (de couleurs différentes)
- 3 séparations intérieures amovibles, avec velcro.
- 2 poches latérales.
- 2 poches sur le devant.
- 2 fermoirs à clips (au niveau des bretelles et du bassin)

Bandes réfléchissantes 3M pour plus de sécurité.

Couleur durable et nettoyage aisé.

Qualité professionnelle.

Dimensions : L 50 x l 30 x H 54 cm

Poids vide : 2,7kg.

Garantie 3 ans.