


FICHE TECHNIQUE





Anti-choc, imperméable et grande capacité

Sac d'urgence fabriqué en tissu nylon matelassé, anti-choc et imperméable. Il possède des sangles pour un bon maintien du sac.

Intérieur :

- 6 modules de stockage repositionnables transparents (de couleurs différentes)
- 3 séparations intérieures amovibles, avec velcro.
- -2 poches latérales.
- -2 poches sur le devant.
- -2 fermoirs à clips (au niveau des bretelles et du bassin)

Bandes réflechissantes 3M pour plus de sécurité. Couleur durable et nettoyage aisé. Qualité professionnelle.

Dimensions: L 50 x I 30 x H 54 cm

Poids vide: 2,7kg.

Garantie 3 ans.