

### Sac à dos médical d'assaut - R20 - 1-Medical

Sac à dos complet pour soutenir les équipes tactiques lors de leurs missions sur le terrain

Ce sac à dos est un sac complet et robuste conçu pour soutenir les équipes tactiques lors de leurs missions. Parfaitement équipé pour transporter un grand volume d'équipement d'urgence et de fournitures pour les soins avancés en traumatologie et en réanimation cardiaque, ce sac à dos est votre fidèle compagnon lors du déploiement ou des incidents critiques.

#### Spécifications techniques :

Dimensions : 18 x 12 x 5 pouces - 460 x 300 x 130 mm

Poids à vide : 1,7 kg

Capacité : 20 L

Matériau : Nylon 1000 D

#### Configuration :

- 3x paquets jumeaux de joints thoraciques
- 5x gazes compressées
- 3x bandages d'urgence 4"
- 3x bandages d'urgence 6"
- 5x garrots
- 2x attelles en aluminium 36"
- 1x ciseaux médicaux
- 3x canules nasales
- 3x gel lubrifiant
- 2x gazes hémostatiques solubles
- 1x ciseaux d'urgence multifonctionnel
- 1x lampe de poche à LED réutilisable
- 10x gants
- 3x cravates de combat
- 1x reanimateur
- 5x marqueurs
- 6x tampons d'alcool
- 5x masques de réanimation cardio-pulmonaire
- 5x ruban de combat
- 5x couverture de survie
- 6x écrans oculaires
- 5x bande élastique
- 4x canules oro-pharyngées
- 5x pansement pour brûlures (3,5 g)
- 2x pansement pour brûlures (100\*100 mm)
- 1x pansement pour brûlures (200\*450 mm)

Matériel médical CE.

