

Sac à dos médical d'assaut - R40 - 1-Medical

Sac à dos complet pour soutenir les équipes tactiques lors de leurs missions sur le terrain

Ce sac à dos complet et robuste permet aux équipes tactiques de mener à bien leurs missions. Parfaitement équipé pour transporter un grand volume d'équipement d'urgence et de fournitures pour les soins avancés en cardiologie et en traumatologie, ce sac à dos est votre fidèle compagnon lors de déploiements ou d'incidents critiques.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 21,7 x 9,9 x 19,7 in - 550 x 250 x 500 mm,
- Poids à vide : 3,9 kg,
- Capacité : 40 L,
- Matière : Nylon 1000 D ultra résistant.

Configuration :

5x chest seal twin pack,
5x gaze comprimée à réponse rapide
comprimée à réponse rapide,
4x bandage d'urgence 4",
4x bandage d'urgence 6",
6x garrot,
2x attelle en aluminium 36",
1x cisaille médicale,
3x voies respiratoires nasales,
3x gelée lubrifiante,
2x gaze hémostatique soluble
(900 mm x 100 mm),
1x gaze hémostatique soluble
(75mm*3,7m),
1x ciseaux d'urgence multifonctionnels
d'urgence multifonctionnelle,
1x lampe de poche réutilisable,
20x gants,
3x cravate de combat,
1x réanimateur,
5x marqueur,
6x tampon d'alcool,
5x écran facial de réanimation cardio-pulmonaire,
5x type de combat,
5x couverture d'urgence,
6x lunettes de protection,
5x bandage élastique,
4x voies respiratoires oro-haryngées,
5x gel pour brûlures (3,5g),
2x pansements pour brûlures (100*100mm),
1x pansement pour brûlure (200*450mm),
1x litière jetable à usage multiple.

Matériel médical CE.

