

FICHE TECHNIQUE

Sac d'urgence professionnel 39L, Emergency Bag Robé Médical - Dim. 53 x 30 x 25cm

Pour les interventions et le stockage du matériel d'urgence. Qualité professionnelle.

Mallette tissu nylon matelassée anti-choc et imperméable avec bandoulière et poignée pour une prise en main aisée.

Légère et fonctionnelle. Garantie 3 ans.

Séparations amovibles pour un positionnement personnalisé.
Avec bandes réfléchissantes 3M pour plus de sécurité.

- 3 séparations intérieures amovibles, avec velcro.
- 2 poches latérales.
- 2 filets latéraux pour papier rabattables à l'intérieur.
- 1 grande poche avec multiples rangements.
- 5 fermoirs à clips.

Peut contenir 4 [trousses de rangement](#).

Couleur durable dans le temps et nettoyage aisé.

Dimensions (hors poches) : L53 x l 30 x H25 cm

Poids vide : 1.80 kg.

Garantie 3 ans.

