

### Sac jambier pour poulie thérapie - De 1kg à 6kg.

Sac jambier lesté pour exercices de poulie thérapie

Le sac jambier est un sac de poids à utiliser lors des exercices de poulie thérapie. Il est efficace pour renforcer et rééduquer les muscles des jambes. Il peut être utilisé pour lester les exercices et créer une résistance progressive lors des exercices, le sac jambier est équipé d'une ou de deux sangle(s) ajustable(s) (selon son poids) pour une attache sur la jambe.

Caractéristiques techniques :

- 1kg - Sangle d'accroche simple - 70 cm - Longueur du produit : 25cm,
- 2kg - Sangle d'accroche simple - 70 cm - Longueur du produit : 25cm,
- 3kg - Double sangle d'accroche - 70 cm - Longueur du produit : 33cm,
- 5kg - Double sangle d'accroche - 70 cm - Longueur du produit : 39cm,
- 6kg - Double sangle d'accroche - 70 cm - Longueur du produit : 39cm.



Toile en résistance Cordura surmontée d'un léger rembourrage pour le confort et pour réduire les frottements avec la peau.