



Sangle d'immobilisation bassin et thorax coulissante avec 6 passants et 2 boucles de réglage

Sangle coulissante pour immobiliser le thorax et le bassin en pouliothérapie - 2 lanières coulissantes à boucles de réglage

Cette sangle est utilisée pour l'immobilisation en pouliothérapie. Elle peut être placée au niveau du thorax ou du bassin. Elle est conçue pour limiter les mouvements indésirables et pour permettre un travail ciblé lors des exercices.

Grâce à deux boucles de réglage, elle offre un maintien solide et ajustable à la taille du patient.

Caractéristiques techniques :

- Pièce d'immobilisation en cuir synthétique et rembourrée en mousse - Longueur 57cm x 16cm,
- Deux sangles en polypropylène - Longueur 220cm x largeur 3 cm x épaisseur 1,3mm,
- Deux boucles de réglage de l'accroche en acier.

Fabriqué en France