



Sangle d'immobilisation du thorax coulissante avec 3 passants et boucle de réglage

Sangle coulissante pour immobiliser le thorax en pouliothérapie - 3 passants et boucle de réglage

Cette sangle est utilisée pour immobiliser le thorax en pouliothérapie. Elle est conçue pour limiter les mouvements indésirables et pour permettre un travail ciblé lors des exercices.

Grâce à sa boucle réglable, elle offre un maintien solide et ajustable à la taille du patient.

Caractéristiques techniques :

- Pièce de maintien en cuir synthétique et rembourrée de mousse - Longueur 49cm x Largeur 10cm,
- Sangle en polypropylène et ajustable. Longueur de 224cm X largeur 3cm x épaisseur 1,3mm,
- Boucle d'accroche et de réglage en acier.

Fabriqué en France