



Sangle d'immobilisation pour coudes et genoux

Sangle d'immobilisation et de maintien pour coudes et genoux en pouliothérapie

Cette sangle d'immobilisation est un dispositif conçu pour offrir un soutien et une immobilisation efficace du coude et des genoux. Elle est spécialement conçue pour aider à stabiliser les articulations et permettre de pratiquer des exercices de pouliothérapie.

L'attache se fait par deux sangles d'une longueur réglable.

Caractéristiques du produit :

- 5 anneaux en acier inoxydable pour suspension de la sangle d'immobilisation,
- 2 sangles d'attache de 39cm,
- 2 boucles de réglage pour les sangles d'attache.