



### Sangle de compensation

Sangle de compensation pour soutien ciblé

La sangle de compensation est un accessoire qui permet d'ajuster la tension et l'alignement du corps. Elle est conçue pour offrir un soutien ciblé lors de l'exercice de certains groupes musculaires, en soulageant d'autres zones du corps.

La sangle de compensation peut-être utilisée pour la rééducation des membres supérieurs et inférieurs, la réadaptation de la colonne vertébrale et/ou le renforcement musculaire général.

#### Caractéristiques du produit :

- Partie de maintien rembourrée - long. de 55 cm x larg. 13 cm.
- Longueur de chaque sangle : 80 cm.
- 2 boucles de serrage pour attacher et régler les sangles.