



Sangle de fixation du bassin

Sangle pour fixer le bassin lors des exercices de pouliothérapie

Cette sangle est un accessoire conçu pour fixer et stabiliser localement les patients en pouliothérapie. Elles se fixent autour du bassin, créant ainsi une ancre solide pour les exercices de traction ou de résistance axés sur la région du bas du corps.

Ces sangles sont ajustables pour s'adapter confortablement à différentes morphologies et tailles.

Caractéristiques du produit :

- Trois sangles d'attache de 165cm munies de boucle de réglage en acier pour ajuster la longueur.
- Partie principale rembourrée pour plus de confort. Longueur 60cm x largeur 23cm.

Fabriqué en France