



### Sangle de fixation du thorax avec support fixe et boucle de réglage

Sangles pour fixer le thorax lors des exercices de pouliothérapie - Avec boucle de réglage et support fixe

Cette sangle sert au maintien et à la fixation du thorax pour la pouliothérapie . Elle est conçue pour limiter les mouvements indésirables et pour permettre un travail ciblé et sécurisé lors des exercices.

L'attache et l'ajustement de la sangle se fait via une lanière et une boucle de réglage en acier.

#### Caractéristiques techniques :

- Pièce de maintien en cuir synthétique, doublée et rembourrée de mousse - Longueur 55cm x Largeur 13cm,
- Sangle d'attache en polypropylène. Longueur 160cm x largeur 3cm x épaisseur 1,3mm
- Boucle d'attache en acier pour serrer et régler la sangle.

Fabriqué en France