

Sangle hamac pour lève-personnes

Adaptable pour tous les lève-personnes avec accrochage 2 ou 4 points.

Conseillée pour les personnes lourdement handicapées (faible tonus du tronc et de la tête). Utilisation en transferts classiques et pour le bain.

- Coupe simple et échancrée sur les côtés afin de la laisser sous le patient au fauteuil. Absence de surépaisseur et de plis pour éviter les escarres et l'inconfort.
- Mise en place en position allongée.
- Suffisamment enveloppante pour une prise en charge de patients amputés ou double amputés courts.
- Utilisable pour la baignoire ou la douche, avec filet polyester haute résistance pour évacuer l'eau.
- Maintien des cervicales grâce au filet qui remonte jusqu'au-dessus de la tête (voir photo).
- Adaptée pour les transferts en position allongée, assise et semi-assise.

Taille unique

Composition :

- Filet 100% polyester haute résistance.
- Sangle polyester 40 mm 1450 DaN.
- Biais polyester 20 mm.

Dimensions :

- Largeur : 92 cm.
- Hauteur totale : 111 cm.

Lavable à 70°.

Poids maximal 120 kg.

Matériel médical CE.

Fabrication Française.

(Visuels non contractuels)

