

Sangle scratch araignée multicolore

Système complet de sangles pour une immobilisation ferme et rapide sur une planche dorsale d'évacuation.

Sangles en nylon avec fermetures scratch pour une fixation et un détachement facilités.

10 points d'attaches ajustables pour le torse et les membres.

- 10 sangles.
- Avec attaches auto-agrippantes.
- Largeur d'une sangle : 5 cm.

Longueur totale : 138 cm.

Longueur sans les sangles supérieures : 103 cm.

Matériel Médical CE.

