



Sangles de fixation - Chevilles et poignets

Sangles pour fixer les chevilles ou les poignets lors des exercices de pouliothérapie

Ces sangles servent au maintien et à la fixation des chevilles ou des poignets pour la pouliothérapie. Elles sont conçues pour permettre un travail ciblé et sécurisé lors des exercices.

L'ajustement de la sangle se fait via deux lanières et deux boucles de réglage en acier.

Caractéristiques de la sangle pour chevilles :

- Pièce principale rembourrée - Longueur 37cm x Largeur 15cm,
- Deux sangles d'attache d'une longueur de 40cm,
- Deux boucles de réglage en acier,
- Un anneau en acier pour accroche.

Caractéristiques de la sangle pour poignets :

- Pièce principale rembourrée - Longueur 32cm x Largeur 15cm,
- Deux sangles d'attache d'une longueur de 46cm,
- Deux boucles de réglage en acier,
- Un anneau en acier pour accroche.

Fabriqué en France