

Sangles de maintien pour civière et brancard - Kit complet de 2 sangles

Permet d'immobiliser un patient sur une civière, un brancard, une chaise d'évacuation, un plan dur

Kit permettant l'immobilisation complète du patient.

Ceinture d'immobilisation avec système de clip permettant une mise en place rapide, réglage de la longueur et serrage facile.

- En nylon.
- Coloris: Orange ou Noir.
- Largeur: 5 cm.
- Longueur de la sangle : 180cm.

Vendu par jeu de 2 sangles.

Disponible par 2 sangles noires ou par 2 sangles oranges.

