



Sanyrène - Solution pour le traitement des escarres - Flacon vaporisateur de 10ml ou 50ml

Raffermit, apaise et protège la peau des zones à risques.

Sanyrène, solution à vaporiser.

Pour le soin et la prévention des rougeurs cutanées d'appui.

À utiliser dès qu'il y a risque de survenue d'escarres.

- Restaure le film protecteur hydrolipidique de la peau.
- Accélère le renouvellement des cellules de l'épiderme.
- Réduit de moitié le risque d'escarres.
- Hypoallergénique.

Composition :

- Glycérides hyperoxygénés d'acides gras essentiels
- Tocophérols (vitamine E).
- Léger parfum anis.

Appliquer 1 pulvérisation sur la zone à risque.

Répéter l'opération 2 à 3 fois par jour.

2 modèles disponibles :

- Flacon 10 ml,
- Flacon 50 ml.

Dispositif médical CE.