

Saturomètre oxymètre digital avec écran Led Eramedical

Pour une mesure précise et rapide de la saturométrie et de la fréquence cardiaque.

Cet oxymètre saturomètre digital possède un écran LCD avec affichage SpO₂, fréquence cardiaque et bargraphe. Il a une très faible consommation d'énergie.

Idéal pour le diagnostic et le monitoring de courte à moyenne durée.

- Utilisation facile via un seul bouton.
- Affichage immédiat SPO₂ et fréquence cardiaque.
- Affichage bargraphe SpO₂.
- Plage de mesure Saturométrie de 80 à 100%. Précision +/- 2%.
- Affichage de la fréquence cardiaque de 25 à 250 bpm. Précision +/- 3bpm.>

Cet oxymètre possède un indicateur de batterie faible et s'arrête automatique après 10 secondes d'inactivité.

Fonctionnement : 2 piles AAA 1,5V (fournies).

Coloris : noir.

Dimensions : 30 x 63 x 34 mm.

Poids : 50 g (avec piles)

Livré avec : une dragonne, 2 piles AAA et un mode d'emploi en français.

Garantie : 3 ans.

Matériel médical CE.

Conforme à la norme ISO 80601

Attention: l'oxymètre mesure des paramètres vitaux. Il doit impérativement être utilisé en liaison avec le médecin traitant. L'interprétation des résultats ne peut être faite que par celui-ci.

