

FICHE TECHNIQUE









Saturometre oxymetre digital avec écran O-Led Robemed

Conforme à la norme ISO internationale 80601

Pour le diagnostic et le monitorage de courte à moyenne durée - Écran couleur Oled - Faible consommation d'énergie - Garantie 3 ans.

Oxymètre saturomètre digital OXY220 avec écran couleur OLED avec repère visuel et sonore des battements de coeur, baregraphe et courbe pléthysmographie.

4 directions d'affichage (2 horizontales avec courbe à gauche ou à droite, 2 verticales).

Faible consommation d'énergie, autonomie 600 mesures avec des piles

Mesure précise et rapide de la saturométrie (SpO2) et de la fréquence cardiaque.

Service après vente et garantie de 3 ans assurée par Robé médical.

Pour une utilisation chez l'enfant et l'adulte (épaisseur de doigt entre 8 et 25,4 mm).

- Utilisation facile via un seul bouton.
- Écran couleur OLED: 24 x 13 mm.
- Affichage immédiat SPO² et fréquence cardiaque.
- Affichage bargraphe SpO².
- Courbe pléthysmographie.
- Repère visuel et sonore des battements de coeur.
- 4 directions d'affichage.
- Plage de mesure Saturométrie de 70 à 100%. Précision +/- 2%.
- Affichage de la fréquence cardiaque de 25 à 250 bpm. Précision +/- 3bpm.
- Arrêt automatique après 8 secondes d'inactivité.
- Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies).
- Autonomie: jusqu'à 600 mesures.
 Indicateur de batterie faible.
- Coloris: blanc et gris.

•

Dimensions : longueur 63 x Hauteur 31 x largeur 37 mm.

Poids: 54g (avec piles).

L'oxymètre saturomètre est livré avec dragonne, 2 piles AAA et un mode d'emploi en Français.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Attention: l'oxymètre mesure des paramètres vitaux. Il doit impérativement être utilisé en liaison avec le médecin traitant. L'interprétation des résultats ne peut être faite que par celui-ci.