

FICHE TECHNIQUE

Savon Le Goa BIO Anti-viral - À froid, surgras - Pour les mains - 150g - Gaïia

Lutte efficacement contre les virus sans abîmer la peau. Conçu pour un usage en milieu médical. Fabrication artisanale française. Certifié Bio.

Goa est un savon recommandé pour le lavage fréquent des mains, y compris pour les plus sensibles. Surgraissé à 8.5 %, il élimine et lutte efficacement contre la propagation des virus sans dessécher ou fragiliser l'équilibre de la peau.

Saponifié à froid et enrichi en glycérine, il laisse la peau douce et hydratée.

- Conçu pour un usage en milieu médical

- Testé sous contrôle dermatologique
- Saponification à froid avec huiles et beurres Bio
- Certifié Bio
- Pour les peaux ultra-sensibles
- Usage quotidien
- Fabrication artisanale française
- Action anti-virale
- 8.5 % de surgras
- 8 % de glycérine végétale
- Format de 150 g pour une utilisation longue durée

Respectueux de la peau et de la planète :

Vegan, zéro plastique, biodégradable, écologique et économique.

Composition :

- Huile de Tournesol Bio
- Huile de Coco Bio
- Beurre de Cacao Bio
- Eau
- Glycérine
- Huile de Ricin Bio
- Huile de Chanvre
- Huiles essentielles Bio

