

Savon désinfectant pour les mains haute fréquence Stericid - 500ml

Solution lavante et désinfectante pour l'hygiène des mains

Composé de tensio-actifs amphotères, non ioniques et cationique.
Substance active biocide ammonium quaternaire (chlorure de didécyl diméthylammonium). Produit biocide.

Propriétés microbiologiques bactéricide:

- Norme EN 1276 à 20°C en conditions de saleté, temps de contact de 1 minute.
- Norme EN1499, à température ambiante, temps de contact de 1 minute.
- Actif sur le virus de la grippe A H1N1 selon la norme EN 14476 en 30 secondes.

Réservé à un usage professionnel, milieu hospitalier, agro-alimentaire et collectivités.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Flacon pompe de 500 ml.

