

### Savon surgras et hydratant haute fréquence mains et corps Steriderm - 500ml et 1L

Savon liquide surgras glycériné pour le lavage des mains fréquent et la toilette corporelle. Fabrication Française

Formule hypoallergénique aux huiles 100% végétales, naturellement riche en glycérine végétale aux propriétés hydratantes.

Convient à tous les types de peau même les plus sensibles.

- 100% végétale.
- Hydrate et protège l'épiderme.
- Pour le lavage des mains.
- Pour la toilette corporelle.
- Prêt à l'emploi.

Testé sous contrôle dermatologique.

Conditionnements disponibles:

- Flacon pompe de 500 ml.
- Flacon pompe de 1 litre.

Fabrication Française.

