

## **FICHE TECHNIQUE**









## Savon surgras et hydratant haute fréquence mains et corps Steriderm

Savon liquide surgras glycériné pour le lavage des mains fréquent et la toilette corporelle. Fabrication Française

Formule hypoallergénique aux huiles 100% végétales, naturellement riche en glycérine végétale aux propriétés hydratantes.

Convient à tous les types de peau même les plus sensibles.

- 100% végétale.
- Hydrate et protége l'épiderme.
- Pour le lavage des mains.
- Pour la toilette corporelle.
- Prêt à l'emploi.

Testé sous contôle dermatologique.

Conditionnements disponibles:

- Flacon pompe de 500 ml.
- Flacon pompe de 1 litre.

Fabrication Française.