

Semainier 4 prises pour médicaments Classic Pilbox

Pour un rangement et une distribution appropriés des médicaments

Pour un suivi précis de votre traitement tout en limitant les oublis: 1 ligne pour chaque jour de la semaine et 4 cases par ligne.

Ouverture indépendante de chaque compartiment par simple pression, sans risque de mélange.

Rapidité de remplissage grâce à l'ouverture du capot donnant accès à l'ensemble des 28 cases.

- 28 compartiments pour un traitement sur 1 semaine.
- 4 compartiments indépendants par jour.
- Délivrance des gélules ou comprimés par simple pression.
- Inscriptions grands caractères.
- Repères sensoriels pour les personnes malvoyantes.
- Couvercle transparent permettant de visualiser le contenu du pilulier.

Le semainier Classic PILBOX est fourni avec une fiche patient permettant de noter les informations médicales importantes.

Dimensions : 213 x 121 x 35 mm.

Dimensions compartiment : 17 x 19 x 16 mm.

