

FICHE TECHNIQUE

Seringue insuline Nipro 1ml avec aiguille sertie 27G - Boîte de 100

Seringue insuline 1 ml, 3 pièces Nipro

- Aiguille 27G (0.4 x 13 mm).
- Seringue capacité 1 ml.
- Graduation 100 UI.
- Lecture précise et facile.

Garantie sans latex.

Stérilisation Oxyde éthylène, validité 5 ans

Conditionné sous blister individuel stérile.
Vendu par boîte de 100 seringues.

Matériel Médical CE

