



### Seringue tuberculine BD Plastipak 3 pièces 1ml aiguille montée 25G ou 27G - Boîte de 120

Recommandées pour les tests tuberculiques.

Seringue de précision avec biseau court pour injection sous cutanée de médicament :

- 25G - 0.5 X 16 mm - Orange
- 27G - 3/8 x 10 mm

#### Composition :

- Sans latex.
- Corps de la seringue en polypropylène.
- Piston en polystyrène.
- Joint de piston en isoprène synthétique sans latex.
- Lubrifiant : silicone.
- Aiguille en acier inoxydable.
- Embase de l'aiguille en polypropylène en colorant.
- Fixation canule et embase en résine Epoxy.
- Capuchon protecteur en polypropylène.

Usage unique.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

**Péremption** : 5 ans après stérilisation.

**Conditionnement** : individuel stérile.

Boîte de 120 seringues.

Matériel médical CE.