

## FICHE TECHNIQUE



### Seringue tuberculine Nipro 3 pièces 1ml aiguille montée 26G - Boîte de 100

#### Sans espace mort pour un confort et une précision maximale

Seringue tuberculine 1 ml, 3 pièces, avec aiguille montée 26G 0.45 x 13 mm NIPRO sans espace mort

- Capacité 1 ml.
- Graduation précise et facilement lisible
- Seringue 3 pièces sans espace mort
- Aiguille ultrafine : 26G x 1/2" (0.45 x 13 mm).
- Apyrogène.

Ne contient ni latex, ni PVC.

Stérilisation Oxyde éthylène, validité 5 ans

Boîtes de 100.

Marquage conforme ISO 7886-1.

Norme EN 980 : 2003 et ISO / CD 15223-1 : 2007.

Aiguille hypodermique conforme ISO 6009 : 1992.

Matériel médical CE.