



Seringue tuberculine sécurisée 1ml avec aiguille 27G VanishPoint - Boite de 100

Avec système de rétractation de l'aiguille automatique pour limiter les risques d'accidents exposant au sang.

Seringue tuberculine 1ml VanishPoint avec aiguille sertie 27G, pour tous types d'injections sous-cutanées ou en allergologie.

Les seringues Vanish Point sont dotées d'un mécanisme où l'aiguille se rétracte automatiquement dans la seringue quand vous poussez le piston jusqu'à la fin de course.

L'activation de ce mécanisme est effectuée avant retrait de l'aiguille du patient: aucun risque de contamination avec le sang (AES).

Validée par le **GERES** (Groupe d'Etude sur le Risque d'Exposition des Soignants).

Mise en sécurité d'une seule main. Système irréversible.

Repères claires et sans obstruction pour une posologie exacte.

- Seringue 3 pièces, sans espace mort.
- Aiguille sertie: 27G x 1/2" (12,7 mm)
- Capacité: 1 ml.
- Graduation: 0,1 ml à 1,0 ml.
- Code couleur sur l'extrémité du piston en fonction de la taille de l'aiguille.
- Siliconage offrant une pénétration en douceur.
- Lecture facile et précise.
- Apyrogène.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).
- Emballage individuel stérile.

Nécessitent moins d'espace d'élimination que la plupart des autres aiguilles et seringues de sécurité.

Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 seringues tuberculines.

Matériel médical CE.

Qualité certifiée selon EN ISO 13485: 2012.

A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.