

Seringues BD 50ml pour pousse-seringues - Boîte de 60

Seringue 3 pièces à usage unique stérile.

Embout luer lock centré, connexion par vissage sur la seringue, utilisable pour les pousse-seringues Phoenix, Vial, Perfusor et Ivac.

- Corps en polypropylène.
- Joint de piston.
- Glissement facilité grâce au joint en caoutchouc synthétique lubrifié.

Conditionné sous emballage individuel stérile.
Validité 5 ans après la date de fabrication.

Vendu par boîte de 60 seringues.

Matériel médical CE.

