

FICHE TECHNIQUE









Seringues HelphA nutrition 50ml pour cathéters et sondes gastriques Robe Medical - Boite de 25

Boîte de 25 - Seringues 3 pièces avec embout cônique pour sondage gastrique.

Seringues 3 pièces sans aiguilles stériles à usage unique.

Corps transparent et graduations noires pour un bon contrôle visuel du dosage et une grande précision.

Joint élastomère pour une étanchéité renforcée et une glisse parfaite. Sans latex.

- Corps transparent en polypropylène.
- Piston avec joint.
- Embout cônique.
- Bouchon de protection.
- Glissement régulier et précis du piston.

Contenance des seringues: 50ml. Sous emballage individuel stérile. Conditionné en boîte de 25 seringues.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Péremption: 5 ans après stérilisation.

Matériel médical CE.